Redigeret af Ole Bostrup

Chlor som oxidationsmiddel

Af Ole Bostrup

I en vanding opløsning af klor (dichlor Cl₂) indstiller der sig ligevægten

 $Cl_2(aq) + 2OH^-(aq) \rightleftharpoons$ $ClO^-(aq) + Cl^-(aq)$ $+ H_2O(1)$

I basiske opløsninger er hypochlorit (chlorat (I) ClO⁻⁾ dominerende. I sure opløsninger er det dichlor. Begge virker oxiderende

 $C1_2(aq) + 2e^- \rightarrow 2C1^-(aq)$ $C10^-(aq) + H_2O(1) + 2e^- \rightarrow C1^-(aq) + 2OH^-(aq)$

Sådanne opløsninger har fået udstrakt anvendelse i husholdninger. En typisk etiket lyder:

Klorin, renser, bleger, desinficerer.

Blegevand fremstilles ved elektrolyse af NaCl opløst i vand.

Oxidation ved anode $2\text{Cl}^-(aq) \rightarrow \text{Cl}_2(g) + 2e^-$ Reduktion ved katode $2e^- + 2\text{H}_2\text{O}(1) \rightarrow$ $2\text{OH}^-(aq) + \text{H}_2(g)$

Ved fremstilling af blegevand røres der hele tiden rundt i elektrolysekarret. Derfor bliver bruttoaktionen

C1 $^{-}$ (aq) + H₂O (l) \rightarrow ClO $^{-}$ (aq) + H₂ (g)

Det er formålet med det følgende forsøg at bestemme oxidationsevnen af »Klorin«.

Analyse af blegevand

Ved forsøget benyttes, at dichlor kan oxidere iodid til diiod

 $C1_2(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow$ $2C1^-(aq) + I_2(aq)$

Mængden af dannet diiod bestemmes ved titrering med en opløsning af natriumthiosulfat af kendt koncentration

$$I_2(aq) + 2S_2O_3^{2-}(aq) \rightarrow 2I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$$

Reagenser

0,100M Na₂S₂O₃. 24,82 g natriumthiosulfat-vand (1/5) opløses i så meget vand, at den færdige opløsning fylder 1000 mL.

1% stivelse i vand. Kaliumiodid. 2 M H₂SO₄

Fremgangsmåde

Udtag 10,0 mL »Klorin« med en pipette og overfør indholdet til en 100 mL målekolbe. Fortynd med vand til mærket og blandt godt.

Af den således fremstillede fortyndede opløsning udtages 25,0 mL med en pipette og overfør portionen til en 250 mL konisk kolbe. Tilsæt 20 mL vand, 2 g kaliumiodid (KI) og 10 mL 2M H₂SO₄.

Den af diiod gule opløsning titreres med standardthiosulfatopløsningen. Når den gule farve er ved at forsvinde tilsættes 2 mL stivelsesopløsning.

Spørgsmål

 Beregn det procentiske indhold af klor (dichlor C1₂) i »Klorin«.

Advarsel

På flasken med »Klorin« kan man læse

- * udvikler giftig gas med syre
- * irriterer øjnene og huden

- * opbevares utilgængeligt for børn
- * undgå kontakt med øjnene
- * kommer produktet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Klor blev benyttet som giftgas under den 1. verdenskrig. Selv så kraftig en fortynding som 5 mL dichlor i 100 L luft bevirker livsfarlig forgiftning ved indånding.

Spørgsmål

- Beregn stofmængden af Cl₂ i 5 mL (20° C, 101,3 kPa).
- 3) Beregn stofmængdekoncentrationen af Cl₂, når 5 mL fortyndes til 100 L.

Litteratur

1. J. J. Beran: »Chemistry in the laboratory«. Wiley, NY 1993. 2. O. Bostrup, T. Schytte Hansen & C. Rolin: »Chlor som oxidationsmiddel«.Dansk Kemi (1982) 84.

En noget utraditionel »hostesaft«

For adskillige år siden var min niece en nat så generet af hoste, at hun til sidst i mere eller mindre søvndrukken tilstand gik ud i badeværelset. Hun tændte ikke lyset, men tog den flaske, som stod fremme på toilethylden, og som hun mente indeholdt Codeinsaft, Syrupus cum codeicus mites. Hun tog en ordentlig slurk, der brændte sig vej ned gennem spiserøret og fordelte sig i mavesækken.

Hun tøflede lettere chokeret ind i seng igen, og blev end mere chokeret over en prikkende fornemmelse ud i venstre arm, som nærmest blev følelsesløs, og så faldt hun iøvrigt i søvn uden at hoste mere den nat.

Da hun heldigvis vågnede igen næste morgen, konstatede hun, at Codeinsaften i virkeligheden var hendes fars svampemiddel Amycensprit til at spritte tæer med!

Sammensætningen af dette præparat er ifølge Pharmacopea Danica 48 som følger: Det har med andre ord været en temmelig skrap snaps, min niece fik som »night cap«, og moralen af denne beretning må vist være: Drik aldrig i mørke af en flaske, som kan indeholde noget helt andet, end du tror!

A-HM



