

Kemiske småforsøg

Kender De et sjovt forsøg



Send det til dansk kemi, Gladsaxevej 87, 2860 Søborg.

Originale reservedele?



- Er Deres Unimaster stadig komplet?
- Anvender De de rigtige reservedele til Deres Unimaster?
- Kontakt Deres lokale salgsingeniør om reservedele og service.

Vest-Danmark: DCE SCANDINAVIA Silkeborg: 06/81 49 77

støvfilterprogram

Øst-Danmark: DCE SCANDINAVIA Bjæverskov: 03/67 00 77



DCE SCANDINAVIA A/S Kongevejs-Centret 8 DK-2970 Hørsholm København: 02/57 00 77 Telex: 37718 dce dk Telefax: 02/57 00 44

Kobber(II) og iodid

af Ole Bostrup

Indledning

Fra den elementære kemiundervisning er det kendt, at iodid kan oxideres til diiod af kobber(II) ioner, idet der samtidigt dannes kobber(I)iodid.

Reaktionen kan vel give anledning til nogen undren. Opskriver man de to delprocesser med deres oxidationspotentialer

$$Cu^+ \to Cu^{2+} + e^-;$$

 $E_1^0 = 0,167 \text{ volt}$

 $2l^- \rightarrow l_2 + 2e^-$; $E_2^0 = 0,535$ volt så ser man, at man slet ikke ville vente det. Tværtimod diiod må kunne oxidere kobber(I) til kobber(II) under dannelse af iodid.

Forklaringen er, at kobber(I)iodid er tungtopløseligt, og derved forskydes ligevægten

2Cu²⁺ + 4l⁻ ⇒ 2Cul + l₂ mod højre. – Et smukt eksempel på anvendelse af Le Chateliers princip.

Ligevægten vil kunne forskydes mod venstre ved tilsættelse af stoffer, der binder kobber(II) ionerne.

Allerede få år efter den første fremstilling af kobber(I)iodid viste Berthemot (1829) i afhandlingen »Sur l'iodure de cuivre ammoniacal«, at der dannes et blåt stof, når man sætter iodid til en kobber(II)ammin opløsning. Altså ikke diiod og kobber(I)iodid, som Soubeiran (1827) havde fremstillet af kobber(II)sulfat og kaliumiodid. Når det fremstillede stof ligger i luften afgiver det

ammoniak, og der dannes diiod

Ko ha dr.

La

Elbs (1917) kendte tilsynela dende ikke Berthemots arbejde da han skrev »Beispiel für um kehrbare Reaktion und Komplexbildung«, hvor han viste, al man ved at tilsætte oxalat til en kobber(II) opløsning får bundel kobberet i kobber(II)oxalato komplekser, og derved får for skudt ligevægten mod venstre.

Fremgangsmåde

I hvert sit af tre cylinderglas hældes en passende mængde 0,1 M kobber(II)sulfat.

Til det første glas sætter man 0,25 M ammoniumoxalat. Førsl dannes der et bundfald, og der efter går bundfaldet i opløsning under dannelse af en mørkeble væske.

Til det andet glas sætter mar 2 M ammoniak. Også her dan nes der først et bundfald, som går i opløsning i overskud unde dannelse af en meget mørkt blå væske.

Til alle tre glas sætter man nu samme mængde 0,25 M kalium iodid. I de to første glas sker de ikke noget, men i det tredie få man et bundfald af kobber(I) io did bruntfarvet af diiod.

Litteratur

- E. Soubeiran, J. Pharm. 13(1827)421.
- 2. J.B. Berthemot, J. Pharm 15(1829)445.
- 3. J. Elbs, Z. Elektrochem **23**(1917)147.